

5

Calcule $\{\log(2)\}$ flottant

sur la précision en cours en ^{le mot} dans $V(4)$

62c
N

```

XRLOGC: MOVE  TPREC, D1
          CMP   TPRECL, D1 ← indicateur de la précision avec laquelle est connu log(2)
          BEQ   MM85      → rts
          BSR   XRNLOG    pose log(2) en flottant ⑤169
          MOVEQ #4, D0    } mis dans V(4)
          BSR   WASGN2
          MOVE  TPREC, TPRECL
          RTS

```